

# **Les contrôles de routine**

**IBODE**

**IDE**



**2 h/mois**

**prévues et inscrites  
au programme opératoire**

# **Contrôle de routine**

## ***Maintenance utilisateur***

- **Utiliser une boîte de taille supérieure à la cavité à explorer.**
- **Réaliser l'endoscopie de la boîte.**
- **Tester le matériel dans la difficulté.**
- **Utiliser "le fil d'ariane".**
- **Ne tester qu'un élément à la fois.**

# **La source de lumière**

- **Evaluation thermique en bout de chaîne.**
- **Nature des lampes utilisées.**
- **Durée de vie et changement des lampes.**
- **Réglages automatique ou manuel.**
- **Dépoussiérage.**
- **Entretien électrique.**

# **Le Câble de lumière**

- **Evaluer tous vos câbles.**
- **Comparer les câbles entre eux.**

# **L'endoscope / *l'optique***

- **Tester la lumière émise par l'endoscope**
- **Tester la qualité de l'image restituée**

# La caméra

- **Réglages de base**
  - La balance du blanc, équilibre les couleurs.
  - Le shutter, limite les éblouissements.
- **Réglage de secours**
  - Le gain, augmente la luminosité.
- **Autres réglages**
  - Renforcement des contours